

JERINGA LHAURA FLEX × 10 CC Ref. 10801

Línea Veterinaria - Jeringas

Ficha No. 01 V.1

DESCRIPCIÓN

Jeringa de uso veterinario, reutilizable con un equilibrio perfecto y diseño ergonómico que le permite aplicar de forma segura dosis precisas a los animales. Ofrece facilidad de uso y confort al usuario, es de calidad superior y larga duración. Su material es resistente a los diferentes medicamentos aplicados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales: Policarbonato, bronce latón, caucho vulcanizado, polipropileno.

Capacidad de carga: 10 cc.

ATRIBUTOS

- *El sistema de sello luer lock garantiza que no se presente fugas y que no halla desperdicios innecesarios.
- *La escala dosificadora del cilindro es en alto relieve e indeleble, puesto que forma parte integral del cilindro.
- *Todas las piezas no metálicas son echas en polímeros de alta tecnología que permiten la esterilización casera en agua hirviendo.
- *Las partes metálicas están recubiertas con materiales neutros para garantizar la durabilidad y para evitar la erosión del metal y los depósitos de óxido.



RECOMENDACIONES DE USO

- *Después de cada uso limpie bien su jeringa y lubriquelas con **TENSILATO** (Ref. 11025). Cambie los empaques con regularidad para garantizar el buen sello del equipo.
- *Nunca utilice empaques **LHAURA** con cetonas, acetonas, líquidos de frenos o similares, amoniaco o compuestos con etanol, esto implicará ruptura de las propiedades fisicoquímicas del empaque y la jeringa perdería todo tipo de sello entre el pistón y el cilindro.



COPIA
CONTROLADA

Fecha de actualización: 10/11/2017


Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A. Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: servicliente@lhaura.com Bogotá D.C. Colombia.
www.lhaura.com

JERINGA LHAURA FLEX × 10 CC Ref. 10801

Línea Veterinaria - Jeringas

Ficha No. 02 V.1

DESPIECE



PARTES JERINGAS LHAURA FLEX × 10

No.	REF.	NOMBRE DEL REPUESTO
1	11001	Empate luer lock
2	11002	Empaque empate luer lock
3	11003	Cilindro lhaura flex × 10
4	11004	Empaque pistón flex × 10
5	11005	Pistón flex × 10
6	11008	Dosificador flex × 10
7	11006	Tapa flex × 10
8	11007	Tuerca dosificadora flex
9	11009	Chapola flex

Fecha de actualización: 18/11/2017

Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A. Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: servicliente@lhaura.com Bogotá D.C. Colombia.
www.lhaura.com

COPIA
CONTROLADA

JERINGA LHAURA FLEX × 20 CC Ref. 10802

Línea Veterinaria - Jeringas

Ficha No. 02 V.1

DESCRIPCIÓN

Jeringa de uso veterinario, reutilizable con un equilibrio perfecto y diseño ergonómico que le permite aplicar de forma segura dosis precisas a los animales. Ofrece facilidad de uso y confort al usuario, es de calidad superior y larga duración.

Su material es resistente a los diferentes medicamentos aplicados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales: Policarbonato, bronce latón, caucho vulcanizado, polipropileno.

Capacidad de carga: 20 cc.

ATRIBUTOS

- *El sistema de sello luer lock garantiza que no se presente fugas y que no halla desperdicios innecesarios.
- *La escala dosificadora del cilindro es en alto relieve e indeleble, puesto que forma parte integral del cilindro.
- *Todas las piezas no metálicas son echas en polímeros de alta tecnología que permiten la esterilización casera en agua hirviendo.
- *Las partes metálicas están recubiertas con materiales neutros para garantizar la durabilidad y para evitar la erosión del metal y los depósitos de óxido.



RECOMENDACIONES DE USO

- *Después de cada uso limpie bien su jeringa y lubriquelas con **TENSILATO** (Ref. 11025). Cambie los empaques con regularidad para garantizar el buen sello del equipo.
- *Nunca utilice empaques **LHAURA** con cetonas, acetonas, líquidos de frenos o similares, amoniaco o compuestos con etanol, esto implicará ruptura de las propiedades fisicoquímicas del empaque y la jeringa perdería todo tipo de sello entre el pistón y el cilindro.



COPIA CONTROLADA

Fecha de actualización: 18/11/2017


Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A. Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: serviciocliente@lhaura.com Bogotá D.C. Colombia.
www.lhaura.com

JERINGA LHAURA FLEX × 20 CC Ref. 10802

Línea Veterinaria - Jeringas

Ficha No. 02 V.1

DESPIECE



PARTES JERINGAS LHAURA FLEX × 20

No.	REF.	NOMBRE DEL REPUESTO
1	11001	Empate luer lock
2	11002	Empaque empate luer lock
3	11015	Cilindro lhaura flex × 20
4	11063	Empaque pistón flex × 20
5	110119	Pistón metálico flex × 20
6	11066	Dosificador flex × 20
7	11065	Tapa flex × 20
8	11007	Tuerca dosificadora flex
9	11009	Chapola flex

COPIA
CONTROLADA

Fecha de actualización: 18/11/2017

Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A. Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: servicliente@lhaura.com Bogotá D.C. Colombia.
www.lhaura.com

JERINGA LHAURA FLEX × 50 CC Ref. 10803

Línea Veterinaria - Jeringas

Ficha No. 03 V.1

DESCRIPCIÓN

Jeringa de uso veterinario, reutilizable con un equilibrio perfecto y diseño ergonómico que le permite aplicar de forma segura dosis precisas a los animales. Ofrece facilidad de uso y confort al usuario, es de calidad superior y larga duración.

Su material es resistente a los diferentes medicamentos aplicados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales: Policarbonato, bronce latón, caucho vulcanizado, polipropileno.

Capacidad de carga: 50 cc.

ATRIBUTOS

- *El sistema de sello luer lock garantiza que no se presente fugas y que no halla desperdicios innecesarios.
- *La escala dosificadora del cilindro es en alto relieve e indeleble, puesto que forma parte integral del cilindro.
- *Todas las piezas no metálicas son echas en polímeros de alta tecnología que permiten la esterilización casera en agua hirviendo.
- *Las partes metálicas están recubiertas con materiales neutros para garantizar la durabilidad y para evitar la erosión del metal y los depósitos de óxido.



RECOMENDACIONES DE USO

- *Después de cada uso limpie bien su jeringa y lubriquelas con **TENSILATO** (Ref. 11025). Cambie los empaques con regularidad para garantizar el buen sello del equipo.
- *Nunca utilice empaques **LHAURA** con cetonas, acetonas, líquidos de frenos o similares, amoniaco o compuestos con etanol, esto implicará ruptura de las propiedades fisicoquímicas del empaque y la jeringa perdería todo tipo de sello entre el pistón y el cilindro.



COPIA
CONTROLADA

Fecha de actualización: 18/11/2017


Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A. Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35
Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: servicliente@lhaura.com Bogotá D.C. Colombia.
www.lhaura.com

JERINGA LHAURA FLEX × 50 CC Ref. 10803

Línea Veterinaria - Jeringas

Ficha No. 02 V.1

DESPIECE



PARTES JERINGAS LHAURA FLEX × 50

No.	REF.	NOMBRE DEL REPUESTO
1	11001	Empate luer lock
2	11002	Empaque empate luer lock
3	11067	Cilindro lhaura flex × 50
4	11068	Empaque pistón flex × 50
5	11069	Pistón flex × 50
6	11071	Dosificador flex × 50
7	11070	Tapa flex × 50
8	11007	Tuerca dosificadora flex
9	11009	Chapola flex

COPIA
CONTROLADA

Fecha de actualización: 18/11/2017